

# NutriMirim

## FLUXO PRINCIPAL

Abertura > Login > Início > Nova Avaliação > Cadastro > Medidas > Resultado > Curva de Crescimento

Recuperação de senha: Login > Esqueci minha senha > Informar e-mail > Link enviado > Nova senha

## TELAS

**01** Tela de abertura

**02** Login

**03** Início

**04** Nova Avaliação

**05** Cadastro da Criança

**06** Registro de Medidas

**02A–02C** Recuperação de senha

**07** Resultado

**08** Curva de Crescimento

**09** Histórico

**10** Dados da criança

**11** Perfil Profissional

**12** Cadastro de Crianças

Link Figma: <https://www.figma.com/design>

*As siglas usadas no documento estão explicadas no glossário, na última página.*



## OBJETIVO

Primeira tela exibida ao abrir o aplicativo. Apresenta a marca NutriMirim e a proposta do projeto antes de o usuário acessar o sistema.

## ELEMENTOS DA TELA


- **Logotipo:** uma criança com folhas brotando na cabeça, símbolo de crescimento saudável.
- **Slogan:** "A trena digital que mede o futuro das crianças brasileiras!".
- **Legenda:** "Monitoramento Nutricional Infantil", que resume a finalidade do app.
- **Fundo** com formas orgânicas em verde e azul-claro, que reforçam a identidade visual.
- **Barra de status** do celular (hora, sinal, Wi-Fi e bateria).

## NAVEGAÇÃO

Dá acesso à tela de login.

## TELA 02 Login

Bem-vindo ao NutriMirim



9:41 Wi-Fi



Monitoramento Nutricional Infantil

**Bem-vindo ao NutriMirim**

Acesse sua conta para acompanhar o crescimento e a saúde das crianças.

E-mail \*

 Digite seu e-mail

Senha \*

 Digite sua senha 

[Esqueci minha senha](#)

**Entrar**

 Seus dados são tratados com segurança e privacidade.

### OBJETIVO

Autentica o profissional de saúde para que ele acesse os dados das crianças acompanhadas.

### ELEMENTOS DA TELA

- **E-mail:** campo obrigatório, com ícone de envelope.
- **Senha:** campo obrigatório, com ícone de cadeado e botão de olho para mostrar ou ocultar o texto.
- **"Esqueci minha senha":** link para o fluxo de recuperação de senha.
- **Entrar:** botão principal, em destaque na cor azul da marca.
- **Aviso de privacidade:** "Seus dados são tratados com segurança e privacidade."

### NAVEGAÇÃO

Ao entrar, o usuário chega ao menu Início.

## TELA 02A Recuperação de senha

Informar e-mail ou telefone



### OBJETIVO

Primeira etapa da recuperação de acesso: o usuário informa o e-mail ou o telefone cadastrado para receber um link de redefinição de senha.

### ELEMENTOS DA TELA

- **Seta "Voltar"**: retorna à tela de login.
- **Logotipo e título**: identificam a marca e o fluxo "Recuperação de Senha".
- **Texto de orientação**: "Digite seu e-mail ou número de telefone para redefinir a senha!"
- **Campo Email**: recebe o contato cadastrado do usuário.
- **Continuar**: botão principal, na cor azul da marca.

### NAVEGAÇÃO

Ao continuar, o app envia o link de recuperação e exibe a tela de confirmação de envio.

## TELA 02B Recuperação de senha

Confirmação de envio



### OBJETIVO

Informa que o link de recuperação foi enviado, para que o usuário siga as instruções recebidas.

### ELEMENTOS DA TELA

- **Seta "Voltar"**: permite retornar à etapa anterior.
- **Logotipo e título**: mantém a identidade visual do fluxo.
- **Mensagem de confirmação**: "Enviamos um link de recuperação para o seu e-mail ou sms."
- **Tela informativa**: não tem campos nem botões, pois a ação seguinte acontece fora do app, na caixa de entrada ou nas mensagens do celular.

### NAVEGAÇÃO

O usuário abre o link recebido por e-mail ou SMS, que leva à criação da nova senha.

## TELA 02C Recuperação de senha

Criação da nova senha



9:41 Wi-Fi

Voltar



Recuperação de Senha

Nova senha

Confirme sua senha

Continuar

### OBJETIVO

Última etapa do fluxo: o usuário define uma nova senha de acesso ao aplicativo.

### ELEMENTOS DA TELA


- **Seta "Voltar"**: retorna à etapa anterior.
- **Nova senha**: campo para digitar a nova senha.
- **Confirme sua senha**: segundo campo, que evita erros de digitação ao repetir a senha.
- **Continuar**: botão principal que conclui a redefinição.

### NAVEGAÇÃO

Ao continuar, a senha é alterada e o app exibe a confirmação "Senha alterada com sucesso!".

## TELA 03 Início

### Menu principal



#### OBJETIVO

Concentra os atalhos para as principais funções do aplicativo.

#### ELEMENTOS DA TELA


- **Lista de crianças** (azul-claro): consulta as crianças cadastradas.
- **Nova Avaliação** (azul): inicia o registro de uma avaliação nutricional.
- **Histórico** (verde): reúne as avaliações anteriores.
- **Configurações** (laranja): ajustes do aplicativo.
- **Barra de navegação inferior**: Início, Histórico, Avaliação e Perfil, presente nas telas principais.

#### NAVEGAÇÃO

Cada cartão tem cor própria, o que ajuda a reconhecer a função rapidamente.

## TELA 04 Nova Avaliação

Escolha do tipo de registro



### OBJETIVO

Primeiro passo do registro: o profissional informa se a criança já está cadastrada ou se é o primeiro atendimento.

### ELEMENTOS DA TELA

- **Texto de orientação** sobre o registro das medidas antropométricas.
- **Vincular Criança** (azul): busca uma criança já cadastrada na UBS para adicionar novas pesagens e medidas, com a ação "Selecionar criança".
- **Cadastrar Nova Criança** (verde): abre uma ficha nova para a criança atendida pela primeira vez, com a ação "Cadastrar novo".
- **Seta de voltar** e barra de navegação inferior.

### NAVEGAÇÃO

Criança nova segue para o Cadastro da Criança; criança já cadastrada segue direto para as medidas.

## TELA 05 Cadastro da Criança

Ficha de identificação

9:41 Wi-Fi

### < Cadastro da Criança

**Dados de Identificação**

Nome completo \*  
Digite o nome da criança

CPF da criança  
000.000.000-00

Nascimento \* Sexo \*

DD/MM/AAAA Masculino Feminino

Bairro \* UBS de Referência \*

Ex.: Centro Selezione

Responsável legal \*

Nome do pai, mãe ou tutor

CPF Responsável \* Contato \*

000.000.000-00 (00) 00000-0000

**Salvar e Continuar**

### OBJETIVO

Registra os dados de identificação da criança e do responsável legal.

### ELEMENTOS DA TELA

- **Dados de identificação:** nome completo, CPF, data de nascimento, sexo (botões Masculino e Feminino), bairro e UBS de referência.
- **Responsável legal:** nome, CPF e contato.
- Os campos marcados com asterisco (\*) são obrigatórios.
- **Salvar e Continuar:** botão principal no rodapé.

### NAVEGAÇÃO

Depois de salvar, o fluxo segue para o Registro de Medidas.

## TELA 06 Registro de Medidas

Medidas antropométricas

9:41 Wi-Fi

< Registro de Medidas

Medidas antropométricas

Peso (kg) \*

Ex.: 12,5

Altura/Comprimento (cm) \*

Ex.: 85,0

Data da medição

DD/MM/AAAA

Calcular

### OBJETIVO

Coleta as medidas da criança que serão usadas no cálculo do estado nutricional.

### ELEMENTOS DA TELA


- **Peso (kg):** campo obrigatório, com exemplo de preenchimento (12,5).
- **Altura/Comprimento (cm):** campo obrigatório, com exemplo (85,0). O mesmo campo atende crianças medidas deitadas ou em pé.
- **Data da medição:** campo de data no formato DD/MM/AAAA.
- **Calcular:** botão principal que processa as medidas.

### NAVEGAÇÃO

Ao calcular, o app exibe a tela de Resultado.

## TELA 07 Resultado

### Estado nutricional



### OBJETIVO

Mostra a classificação nutricional da criança a partir das medidas informadas. A tela tem duas variações, conforme o resultado.

### ELEMENTOS DA TELA

- **Cartão "Estado nutricional":** verde com ícone de confirmação quando o estado é Normal; vermelho com ícone de alerta e mensagem explicativa quando há Desnutrição.
- **Indicadores (Z-score):** Peso para idade (P/I), Estatura para idade (E/I) e Peso para estatura (P/E), cada um com valor e situação (Normal, Atenção ou Abaixo da faixa).
- **Ver detalhes do cálculo:** botão para consultar como o resultado foi obtido.
- **O que isso significa?:** explicação do resultado em linguagem simples.
- **Orientações:** recomendações de acompanhamento e cuidado.

### NAVEGAÇÃO

As cores (verde, laranja e vermelho) permitem identificar a situação da criança logo de início.

TELA 08

# Curva de Crescimento

Gráfico de acompanhamento



OBJETIVO

Apresenta a evolução da criança em gráfico, comparando suas medidas com curvas de referência.

ELEMENTOS DA TELA

- **Abas:** Peso/Idade, Altura/Idade e Peso/Altura, para alternar entre os gráficos.
- **Gráfico "Peso para idade (kg)"** (menina, 0 a 5 anos), com curvas de referência de -3 a +3 escores z, em cores diferentes.
- **Ponto da criança** destacado, com balão informando idade, peso e data (24 meses, 9,8 kg, 15/08/2026).
- **Última avaliação:** idade, peso, Z-score (-1,31), percentil (10º) e classificação (Normal).
- **Gerar relatório:** botão secundário para emitir o relatório.


NAVEGAÇÃO

Permite ao profissional visualizar a tendência de crescimento ao longo do tempo.

TELA 09

# Histórico

Avaliações anteriores



**OBJETIVO**

Lista as avaliações já realizadas, da mais recente para a mais antiga.

**ELEMENTOS DA TELA**

- **Filtro "Todas"** no topo da lista.
- **Cartões de avaliação:** nome da criança, data, peso e altura registrados.
- **Selo de situação:** "Normal" em verde e "Risco" em amarelo, para leitura rápida.
- **Seta** à direita, que leva aos detalhes da criança.

**NAVEGAÇÃO**

Serve de ponto de partida para rever o acompanhamento de cada criança.

## TELA 10 **Dados da criança**

Perfil da criança

9:41 Wi-Fi

< **Dados da criança**

**Maria Joaquina de Lima Santos**

Endereço Rua Lais grangeiro, 254

UBS Vinculada UBS Jardim das Flores

Data de nascimento 15/08/2024

Última avaliação 15/08/2026

[Editar dados](#)

**Última avaliação** 15/08/2026

| Idade                | Peso   | Z-Score | Percentil | Classificação |
|----------------------|--------|---------|-----------|---------------|
| 24 meses<br>(2 anos) | 9,8 kg | -1,31   | 10º       | Normal        |

[Ver histórico](#)

**Curva de Crescimento** →

**Dados do Responsável**

**Joana de Lima Santos**

CPF: 857.\*\*\*-54

(79) 12345-678

maria@email.com

**Registrar Avaliação** →

Início Histórico Avaliação Perfil

### OBJETIVO

Reúne em uma tela todas as informações de uma criança e de seu responsável.

### ELEMENTOS DA TELA


- **Cartão de identificação:** nome, endereço, UBS vinculada, data de nascimento e data da última avaliação, com o link "Editar dados".
- **Última avaliação:** idade, peso, Z-score, percentil e classificação, com o link "Ver histórico".
- **Curva de Crescimento:** botão que abre o gráfico da criança.
- **Dados do Responsável:** nome, CPF parcialmente oculto, telefone e e-mail.
- **Registrar Avaliação:** botão para iniciar uma nova medição.

### NAVEGAÇÃO

A tela liga o cadastro, o histórico, a curva de crescimento e o registro de uma nova avaliação.

## TELA 11 Perfil Profissional

Área do agente de saúde



### OBJETIVO

Mostra os dados do profissional logado e as opções de uso do aplicativo.

### ELEMENTOS DA TELA

- **Identificação:** foto, nome e função (Agente Comunitária de Saúde).
- **Suas Informações:** ID funcional, UBS vinculada e telefone, com o link "Editar dados".
- **Sincronização:** data e hora da última sincronização e botão "Sincronizar", útil para o uso em campo.
- **Preferências:** chaves liga/desliga para Notificações e Alto Contraste (acessibilidade).
- **Sair da conta:** botão em vermelho, que sinaliza uma ação de saída.


### NAVEGAÇÃO

Concentra as configurações pessoais e a manutenção dos dados do usuário.

TELA 12

# Cadastro de Crianças

Lista de crianças



OBJETIVO

Lista as crianças cadastradas para consulta e seleção.

ELEMENTOS DA TELA

- **Busca por nome** e botão **Filtrar**, para localizar uma criança rapidamente.
- **Cartões**: nome, data do cadastro e bairro de cada criança.
- **Ícone de sexo** (feminino ou masculino) à direita de cada cartão.
- **Barra de navegação inferior** para as demais áreas do app.

NAVEGAÇÃO

Ao tocar em uma criança, o usuário acessa a tela de Dados da criança.

# Glossário

---

## **UBS**

Unidade Básica de Saúde, serviço de atenção primária onde a criança é acompanhada.

## **ACS**

Agente Comunitário de Saúde, profissional que usa o aplicativo no atendimento às famílias.

## **OMS**

Organização Mundial da Saúde, cujos padrões de crescimento infantil servem de referência para as curvas.

## **Antropometria**

Conjunto de medidas do corpo, como peso e altura ou comprimento, usadas para avaliar o estado nutricional.

## **Z-score (escore z)**

Indica quantos desvios-padrão o valor da criança está acima ou abaixo da mediana de referência para sua idade e sexo.

## **P/I**

Peso para idade.

## **E/I**

Estatura (altura ou comprimento) para idade.

## **P/E**

Peso para estatura.

## **Percentil**

Posição da criança em relação às demais de mesma idade e sexo. O 10º percentil indica que 10% das crianças de referência têm valor menor.

## **Classificação**

Situação nutricional atribuída ao resultado, como Normal, Risco ou Desnutrição.