



Integrantes:

- **Alexandre Afonso**
- **Davi Santana Lóz**
- **Larissa Barbosa**
- **Lorena Reis**
- **Talita Santos**

Agenda



Problema e Solução



Personas



Funcionalidades principais



Nosso protótipo



Arquitetura

Problemas

- Identificação precoce
- Falta de orientação
- Sobrecarga de trabalho
- Falta de recursos e estrutura
- Registro e monitoramento




Solução

O NutriMirim visa apoiar o combate à desnutrição infantil em comunidades carentes e ajudar profissionais de saúde.

- Ferramenta rápida e precisa;
- Resultados visuais e simples;
- Cálculo automático do Z-Score;
- Uso das tabelas oficiais da OMS.



Personas



Ana Paula - Agente Comunitária de Saúde

- 38 anos;
- Uso esporádico;
- Objetivo: Avaliar rapidamente o estado nutricional e identificar sinais de desnutrição;
- Prioridades: Velocidade, simplicidade e classificação visual clara.



Mariana Costa - Nutricionista em UBS

- 34 anos;
- Uso frequente;
- Objetivo: Acompanhar o crescimento e avaliar o estado nutricional das crianças;
- Prioridades: Precisão, confiabilidade, gráficos e acompanhamento da evolução.


FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS



1. Cadastro da criança
2. Cálculo automático de z-score
3. Classificação visual do estado nutricional
4. Histórico de acompanhamento
5. Modo offline-first
6. Interface simples e rápida (uso em campo)





REQUISITOS FUNCIONAIS

- **RF03** - Cálculo Automático de z-score
- **RF04** - Classificação Semafórica
- **RF08** - Sincronização de Dados
- **RF09** - Fluxo de Atendimento em Campo
- **RF10** - Exportação de Relatório Resumido
- **RF11** - Busca de Cadastros
- **RF12** - Alerta de Encaminhamento Clínico
- **RF13** - Micro-condutas por Faixa de Risco
- **RF14** - Atualização de Medição Recente
- **RF15** - Leitura de CNS (Cartão SUS) via Câmera
- **RF16** - Indicador de Status de Sincronização
- **RF17** - Sugestão de Retorno por Risco







9:41

Wi-Fi

<

NOVA AVALIAÇÃO

Selecione uma das opções abaixo para iniciar o registro das medidas antropométricas.

Vincular Criança

Busque uma criança já cadastrada na sua UBS para adicionar novas pesagens e medidas de crescimento.

Selecionar criança >

Cadastrar Nova Criança

Abra uma nova ficha de acompanhamento para uma criança que está sendo atendida pela primeira vez.

Cadastrar novo >

Início

Histórico

Avaliação

Perfil

9:41

Wi-Fi

<

Cadastro da Criança

Dados de Identificação

Nome completo *

Digite o nome da criança

CPF da criança

000.000.000-00

Nascimento *

DD/MM/AAAA

Sexo *

Masculino

Feminino

Bairro *

Ex. Centro

UBS de Referência *

Selecione

Responsável legal *

Nome do pai, mãe ou tutor

CPF Responsável *

000.000.000-00

Contato *

(00) 00000-0000

Salvar e Continuar

9:41

Wi-Fi

<

Registro de Medidas

Medidas antropométricas

Peso (kg) *

Ex.: 12,5

Altura/Comprimento (cm) *


Ex.: 85,0

Data da medição

DD/MM/AAAA

Calcular

Arquitetura



Arquitetura

1

Aplicativo móvel

Cadastro da criança, registro de medidas, resultado e curva de crescimento.

2

Dados no aparelho

Guardam o que foi registrado até a sincronização com o servidor.

3

Servidor (API)

Recebe os dados do app, faz o login e controla o acesso de cada profissional.

4

Banco de dados

Reúne crianças, responsáveis, avaliações, profissionais e UBS.

5

Cálculo nutricional

Usa os padrões da OMS para gerar Z-score, percentil e classificação.

6

Serviço de e-mail

Envia o link de recuperação de senha.

7

Relatórios

Geram o documento de acompanhamento a partir das avaliações.

THE END